

## পরীক্ষণ নং- (০১)

জৈব যৌগে অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক শনাক্তকরণ

(ক) মূলনীতি:

পরীক্ষাধীন জৈব যৌগটি লিটমাস নিরপেক্ষ প্রমাণিত হলে নিম্নোক্ত বিকারকের সাথে জৈব যৌগের পরীক্ষা দ্বারা জৈব যৌগে অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক শনাক্তকরণ ও নিশ্চিত করা যায়।

- ১। সোডিয়াম ধাতুসহ পরীক্ষা,
- ২। অ্যাসিটাইল ক্লোরাইডসহ পরীক্ষা,
- ৩। সেরিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটসহ পরীক্ষা।

Shafiq sir DIC

(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

- ১। পরীক্ষাধীন নমুনা জৈব যৌগ
- ২। উপরোল্লিখিত বিকারকসমূহ
- ৩। লিটমাস পেপার
- ৪।  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

- ১। টেস্ট টিউব
- ২। দিয়াশলাই

(ঘ) বিভিন্ন বিকারকসহ পরীক্ষা:

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষন	সিদ্ধান্ত
১। লিটমাস পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL পানি নিয়ে এতে 2-3 ফোঁটা নমুনা যৌগ মিশিয়ে এর মধ্যে নীল লিটমাস ও লাল লিটমাস পেপার ডুবানো হয়।	১। উভয় লিটমাস এর বর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। পরীক্ষাধীন জৈব যৌগটি লিটমাস নিরপেক্ষ প্রমাণিত।	১। অ্যালকোহল, অ্যালাডিহাইড বা কিটোন হতে পারে।
২। সোডিয়াম ধাতুসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL নমুনা যৌগ নিয়ে এতে ছোট এক টুকরা Na ধাতু যোগ করা হয়।	২। বুদবুদসহ $\text{H}_2$ গ্যাস নির্গত হতে থাকে যা দিয়াশলাই কাঠিতে অগ্নিসংযোগে নীল শিখাসহ জ্বলে। $2 \text{CH}_3\text{OH} + 2 \text{Na} \rightarrow 2 \text{CH}_3\text{ONa} + \text{H}_2$	২। অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক উপস্থিত
৩। অ্যাসিটাইল ক্লোরাইডসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL নমুনা যৌগ নিয়ে এতে 2-3 ফোঁটা অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড যোগ করা হয়। পরে টেস্টটিউবের মুখে $\text{NH}_4\text{OH}$ দ্রবণ সিক্ত কাচ দণ্ড ধরা হয়।	৩। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। $\text{CH}_3\text{OH} + \text{CH}_3\text{COCl} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{HCl (g)}$ $\text{HCl} + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$ (সাদা ধোঁয়া)	৩। অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।
৪। সেরিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL নমুনা যৌগ নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা সেরিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করা হয়।	৪। গোলাপী বর্ণের দ্রবণ উৎপন্ন হয়। $2\text{R-COH} + (\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6 \rightarrow (\text{R-OH})_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_4 + 2 \text{NH}_4\text{NO}_3$	৪। অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

(ঙ) ফলাফল: সরবরাহকৃত নমুনা জৈব যৌগে কার্যকরীমূলক রূপে অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

সতর্কতা:

- ১। Na ধাতুকে হাতে ধরা যাবে না।
- ২। পানির সংস্পর্শে Na ধাতু প্রবল বেগে বিক্রিয়া করে অনেক সময় আগুন ধরে যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনভাবেই Na ধাতু পানির সংস্পর্শে আসতে না পারে।
- ৩। প্রয়োজনে বিক্রিয়া শেষে অবশিষ্ট Na ধাতুকে অতিরিক্ত অ্যালকোহল যোগ করে নিঃশেষ করতে হবে।

## পরীক্ষণ নং- ( ০২)

জৈব যৌগে অ্যালডিহাইড (-CHO) মূলক শনাক্তকরণ

(ক) মূলনীতি:

পরীক্ষাধীন জৈব যৌগটি লিটমাস নিরপেক্ষ প্রমাণিত হলে নিম্নোক্ত বিকারকের সাথে জৈব যৌগের পরীক্ষা দ্বারা জৈব যৌগে অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক এর উপস্থিতি না থাকলে পরে অ্যালডিহাইড ও কিটোনের জন্য পরীক্ষা করে প্রথমে কার্বোনিল (>C=O) মূলক শনাক্ত এবং তারপর অ্যালডিহাইড (-CHO) মূলক এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

- ১। লিটমাস পেপারসহ পরীক্ষা,
- ২। সোডিয়াম ধাতুসহ পরীক্ষা,
- ৩। ২:৪ ডাই নাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন (২:৪-DNP) পরীক্ষা,
- ৪। টলেন বিকারকসহ পরীক্ষা,
- ৫। ফেলিং দ্রবণসহ পরীক্ষা।

Shafiq sir DIC


(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

- ১। পরীক্ষাধীন নমুনা জৈব যৌগ
- ২। উপরোল্লিখিত বিকারকসমূহ
- ৩। লিটমাস পেপার

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

- ১। টেস্ট টিউব
- ২। দিয়াশলাই
- ৩। বিকার
- ৪। বার্নার
- ৫। ত্রিপদী স্ট্যান্ড
- ৬। তারজালি

(ঘ) বিভিন্ন বিকারকসহ পরীক্ষা:

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষন	সিদ্ধান্ত
১। লিটমাস পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL পানি নিয়ে এতে 2-3 ফোঁটা নমুনা যৌগ মিশিয়ে এর মধ্যে নীল লিটমাস ও লাল লিটমাস পেপার ডুবানো হয়।	১। উভয় লিটমাস এর বর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। পরীক্ষাধীন জৈব যৌগটি লিটমাস নিরপেক্ষ প্রমাণিত।	১। অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড বা কিটোন হতে পারে।
২। সোডিয়াম ধাতুসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL নমুনা যৌগ নিয়ে এতে ছোট এক টুকরা Na ধাতু যোগ করা হয়।	২। বুদবুদসহ H <sub>2</sub> গ্যাস নির্গত হয়নি।	২। অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক অনুপস্থিত। তাই অ্যালডিহাইড বা কিটোন হতে পারে।
৩। 2:4-DNP পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL পরিমাণ 2:4 ডাই নাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন নিয়ে তার মধ্যে সামান্য নমুনা যৌগ যোগ করা হয়।	৩। কমলা-হলুদ অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হলো।  অ্যালডিহাইড + 2,4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন → কমলা-হলুদ অধঃক্ষেপ	৩। অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (>C=O) মূলক উপস্থিত।
৪। টলেন বিকারকসহ পরীক্ষা : একটি টেস্টটিউবে 2-3mL টলেন বিকারক নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা নমুনা যৌগ যোগ করা হয়। তারপর টেস্টটিউবটিকে বিকারে রক্ষিত গরম পানিতে ৪-৫ মিনিট উত্তপ্ত করা হয়।	৪। টেস্টটিউবের ভিতরের দেয়ালে চক্চকে সিলভার দর্পন সৃষ্টি হয়। $R-CHO + [Ag(NH_3)_2] + OH^- \rightarrow Ag(s) + R-COO^- + NH_3 + H_2O$ দর্পন	৪। অ্যালডিহাইড (-CHO) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।
৫। ফেলিং দ্রবণসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL ফেলিং দ্রবণ নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা নমুনা যৌগ যোগ করা হয়। তারপর টেস্টটিউবটিকে বিকারে রক্ষিত গরম পানিতে ৪-৫ মিনিট উত্তপ্ত করা হয়।	৫। লালচে বর্ণের Cu <sub>2</sub> O এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়। $R-CHO + Cu^{2+} + OH^- \rightarrow Cu_2O(s) + R-COO^- + H_2O$ লাল	৫। অ্যালডিহাইড (-CHO) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

(ঙ) ফলাফল: সরবরাহকৃত নমুনা জৈব যৌগে কার্যকরীমূলক রূপে অ্যালডিহাইড (-CHO) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

সতর্কতা:

১। Na ধাতুকে হাতে ধরা যাবেনা।

২। পানির সংস্পর্শে Na ধাতু প্রবল বেগে বিক্রিয়া করে অনেক সময় আগুন ধরে যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনভাবেই Na ধাতু পানির সংস্পর্শে আসতে না পারে।

৩। প্রয়োজনে বিক্রিয়া শেষে অবশিষ্ট Na ধাতুকে অতিরিক্ত অ্যালকোহল যোগ করে নিঃশেষ করতে হবে।

৪। দর্পন টেস্ট করার পূর্বে টেস্টটিউবটি ভালমত শুষ্ক ও পরিষ্কার আছে কিনা দেখে নিতে হবে কারণ তৈলাক্ত টেস্ট টিউবে সিলভার-দর্পন টেস্ট সুস্পষ্ট হয়না।

Shafiq sir DIC

পরীক্ষণ নং- ( ০৩)

জৈব যৌগে কিটোন ( $>C=O$ ) মূলক শনাক্তকরণ

(ক) মূলনীতি:

পরীক্ষাধীন জৈব যৌগটি লিটমাস নিরপেক্ষ প্রমাণিত হলে নিম্নোক্ত বিকারকের সাথে জৈব যৌগের পরীক্ষা দ্বারা জৈব যৌগে অ্যালকোহলিক ( $-OH$ ) মূলক এর উপস্থিতি না থাকলে পরে অ্যালডিহাইড ও কিটোনের জন্য পরীক্ষা করে প্রথমে কার্বোনিল ( $>C=O$ ) মূলক শনাক্ত এবং তারপর কিটোন মূলক এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

- ১। লিটমাস পেপারসহ পরীক্ষা,
- ২। সোডিয়াম ধাতুসহ পরীক্ষা,
- ৩। ২:৪ ডাই নাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন (২:৪-DNP) পরীক্ষা,
- ৪। টলেন বিকারকসহ পরীক্ষা,
- ৫। ফেলিং দ্রবণসহ পরীক্ষা।

Shafiq sir DIC


(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

- ১। পরীক্ষাধীন নমুনা জৈব যৌগ
- ২। উপরোল্লিখিত বিকারকসমূহ
- ৩। লিটমাস পেপার

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

- ১। টেস্ট টিউব
- ২। দিয়াশলাই
- ৩। বিকার
- ৪। বার্নার
- ৫। ত্রিপদী স্ট্যান্ড
- ৬। তারজালি

(ঘ) বিভিন্ন বিকারকসহ পরীক্ষা:

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষন	সিদ্ধান্ত
১। লিটমাস পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL পানি নিয়ে এতে 2-3 ফোঁটা নমুনা যৌগ মিশিয়ে এর মধ্যে নীল লিটমাস ও লাল লিটমাস পেপার ডুবানো হয়।	১। উভয় লিটমাস এর বর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। পরীক্ষাধীন জৈব যৌগটি লিটমাস নিরপেক্ষ প্রমাণিত।	১। অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড বা কিটোন হতে পারে।
২। সোডিয়াম ধাতুসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL নমুনা যৌগ নিয়ে এতে ছোট এক টুকরা Na ধাতু যোগ করা হয়।	২। বুদবুদসহ H <sub>2</sub> গ্যাস নির্গত হয়নি।	২। অ্যালকোহলিক (-OH) মূলক অনুপস্থিত। তাই অ্যালডিহাইড বা কিটোন হতে পারে।
৩। 2:4-DNP পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL পরিমাণ 2:4 ডাই নাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন নিয়ে তার মধ্যে সামান্য নমুনা যৌগ যোগ করা হয়।	৩। কমলা-হলুদ অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হলো।  <p>অ্যালডিহাইড + 2,4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন → কমলা-হলুদ অধঃক্ষেপ</p>	৩। অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (>C=O) মূলক উপস্থিত।
৪। টলেন বিকারকসহ পরীক্ষা : একটি টেস্টটিউবে 2-3mL টলেন বিকারক নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা নমুনা যৌগ যোগ করা হয়। তারপর টেস্টটিউবটিকে বিকারে রক্ষিত গরম পানিতে ৪-৫ মিনিট উত্তপ্ত করা হয়।	৪। টেস্টটিউবের ভিতরের দেয়ালে চক্চকে সিলভার দর্পন সৃষ্টি হয়নি। $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \diagdown \\ \text{C}=\text{O} \\ \diagup \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2] + \text{OH}^- \rightarrow \text{No reaction}$	৪। কিটোন (>C=O) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।
৫। ফেলিং দ্রবণসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL ফেলিং দ্রবণ নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা নমুনা যৌগ যোগ করা হয়। তারপর টেস্টটিউবটিকে বিকারে রক্ষিত গরম পানিতে ৪-৫ মিনিট উত্তপ্ত করা হয়।	৫। লালচে বর্ণের Cu <sub>2</sub> O এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়নি। $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \diagdown \\ \text{C}=\text{O} \\ \diagup \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} + \text{Cu}^{2+} + \text{OH}^- \rightarrow \text{No reaction}$	৫। কিটোন (>C=O) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

(ঙ) ফলাফল: সরবরাহকৃত নমুনা জৈব যৌগে কার্যকরীমূলক রূপে কিটোন ( $>C=O$ ) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

সতর্কতা:

১। Na ধাতুকে হাতে ধরা যাবেনা।

২। পানির সংস্পর্শে Na ধাতু প্রবল বেগে বিক্রিয়া করে অনেক সময় আগুন ধরে যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনভাবেই Na ধাতু পানির সংস্পর্শে আসতে না পারে।

৩। প্রয়োজনে বিক্রিয়া শেষে অবশিষ্ট Na ধাতুকে অতিরিক্ত অ্যালকোহল যোগ করে নিঃশেষ করতে হবে।

৪। দর্পন টেস্ট করার পূর্বে টেস্টটিউবটি ভালমত শুষ্ক ও পরিষ্কার আছে কিনা দেখে নিতে হবে কারণ তৈলাক্ত টেস্ট টিউবে সিলভার-দর্পন টেস্ট সুস্পষ্ট হয়না।

Shafiq sir DIC



পরীক্ষণ নং- ( ০৪ )

জৈব যৌগে কার্বোক্সিলিক এসিড (-COOH) মূলক শনাক্তকরণ।

(ক) মূলনীতি:

পরীক্ষাধীন জৈব যৌগটি লিটমাস পরীক্ষায় অল্পধর্মী প্রমাণিত হলে নিম্নোক্ত বিকারকের সাথে জৈব যৌগের পরীক্ষা দ্বারা কার্বোক্সিলিক এসিড (-COOH) মূলক এর উপস্থিতি শনাক্ত এবং নিশ্চিত করা হয়।

১। লিটমাস পেপারসহ পরীক্ষা,

২। সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (NaHCO<sub>3</sub>) দ্রবণসহ পরীক্ষা,

Shafiq sir DIC


(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

- ১। পরীক্ষাধীন নমুনা জৈব যৌগ
- ২। উপরোল্লিখিত বিকারকসমূহ
- ৩। লিটমাস পেপার
- ৪। চুনের পানি

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

- ১। টেস্ট টিউব
- ২। ছিপিয়ুক্ত বাঁকানো গ্যাস নল।

(ঘ) বিভিন্ন বিকারকসহ পরীক্ষা:

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষন	সিদ্ধান্ত
১। লিটমাস পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 2-3mL পানি নিয়ে এতে 2-3 ফোঁটা নমুনা যৌগ মিশিয়ে এর মধ্যে নীল লিটমাস ও লাল লিটমাস পেপার ডুবানো হয়।	১। নীল লিটমাস লাল হয় এবং লাল লিটমাস লাল থাকে। $R-COOH + H_2O \rightarrow R-COO^- + H_3O^+$ $H_3O^+ + \text{নীল লিটমাস} \rightarrow \text{লাল লিটমাস} + H_2O$	১। কার্বোক্সিলিক এসিড (-COOH) মূলক হতে পারে।
২। সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (NaHCO <sub>3</sub> ) দ্রবণসহ পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে 4-5mL সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (NaHCO <sub>3</sub> ) দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে নমুনা যৌগ করে দ্রুত ছিপিয়ুক্ত বাঁকানো নল যুক্ত করা হয় এবং নলের অপর প্রান্তকে টেস্টটিউবে রক্ষিত চুনের পানির ভিতর চালনা করা হয়।	২। বুদ্ধবুদ্ধসহ CO <sub>2</sub> গ্যাস নির্গত হয় যা চুনের পানিকে ঘোলা করে।  চিত্র: চুনের পানির ভিতর দিয়ে CO <sub>2</sub> গ্যাস চালনা (i). $R-COOH + NaHCO_3 \rightarrow R-COONa + CO_2 + H_2O$ (ii). $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O$	২। কার্বোক্সিলিক এসিড (-COOH) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

(ঙ) ফলাফল: সরবরাহকৃত নমুনা জৈব যৌগে কার্যকরীমূলক রূপে কার্বোক্সিলিক এসিড (-COOH) মূলক উপস্থিত ও নিশ্চিত।

সতর্কতা:

- ১। সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (NaHCO<sub>3</sub>) দ্রবণসহ পরীক্ষা সম্পন্ন করার পূর্বেই টেস্টটিউবে চুনের পানি নিয়ে রাখতে হবে।
- ২। সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (NaHCO<sub>3</sub>) দ্রবণে নমুনা যৌগ যোগ করার সাথে সাথে ছিপিয়ুক্ত বাঁকানো নল টেস্টটিউবের মুখে যুক্ত করা হয়।

পরীক্ষণ নং- (০৫)

প্রমাণ  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ প্রস্তুতি

(ক) মূলনীতি:

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1L দ্রবণে সংশ্লিষ্ট দ্রবের এক দশমাংশ মোল বা 0.1 মোল দ্রবীভূত থাকলে ঐ দ্রবণকে ডেসি মোলার (0.1M)

দ্রবণ বলে।  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর 250 mL,  $\frac{M}{10}$  বা (0.1M) দ্রবণ প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয়  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর পরিমাণ হলো-

$$n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{C \times V}{1000}$$

$$\text{Or, } n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{0.1 \times 250}{1000} = 0.025 \text{ mol}$$

$$\therefore 0.025 \text{ mol } \text{Na}_2\text{CO}_3 = 0.025 \times 106 \text{ g } \text{Na}_2\text{CO}_3 = 2.65 \text{ g } \text{Na}_2\text{CO}_3$$

অর্থাৎ 250 mL,  $\frac{M}{10}$  বা (0.1M) দ্রবণ প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয়  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর পরিমাণ হলো = 2.65g

Shafiq sir DIC

(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

১। অনর্দ্র  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

২। পাতিত পানি

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

১। রাসায়নিক নিক্তি

২। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্ক

৩। ওয়াসিং বোতল

৪। ফানেল

(ঘ) কার্যপদ্ধতি

১। প্রয়োজনীয়  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর ওজন নেয়া: প্রথমে ডিজিটাল ব্যালেন্সের জিরো বাটন চেপে মনিটরে শূন্য আনা হয়। তারপর  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ভর্তি ওজন বোতলের ১ম ওজন নেয়া হয়। এখন 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কের মুখে ফানেল বসিয়ে ঐ ফানেলের উপর  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ভর্তি ওজন বোতল থেকে ধীরে ধীরে 2.65g এর কাছাকাছি পরিমাণ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  নেয়া হয়। এ কাজটি ধীরে ধীরে সাবধানতার সাথে কয়েকবারে করতে হয়। এবার  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ভর্তি ওজন বোতলের ২য় ওজন নেয়া হয়।

∴ গৃহিত  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর ওজন = (১ম ওজন - ২য় ওজন) = (17.6g - 14.9g) = 2.7g

চিত্র: পরীক্ষাগারে  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ প্রস্তুতি

২। এবার চিত্র মতে ওয়াস বোতল থেকে পাতিত পানি দিয়ে ফানেলের উপর থেকে সমস্ত  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  আয়তনিক ফ্লাস্কের ভিতর ধুয়ে নেয়া হয়। পানি যোগ করে ফ্লাস্কটির অর্ধেক ভর্তি করে ফ্লাস্কের মুখে গ্লাস কর্ক লাগিয়ে ফ্লাস্কটিকে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে সমস্ত  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবীভূত করা হয়।

৩। সবশেষে গ্লাস কর্ক খুলে ধীরে ধীরে সাবধানতার সাথে পানি যোগ করে 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কের নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত পূর্ণ করে পুনরায় ফ্লাস্কের মুখে গ্লাস কর্ক লাগিয়ে ফ্লাস্কটিকে বহুবার ঝাঁকিয়ে একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী করা হয়।

এই প্রস্তুতকৃত দ্রবণই হলো  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর 250 mL, 0.1M দ্রবণ।

গণনা:

$$\begin{aligned} \text{গৃহীত Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর মোল সংখ্যা, } n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} &= 2.7 \text{g Na}_2\text{CO}_3 \times \frac{1 \text{mol}}{106 \text{gNa}_2\text{CO}_3} \\ &= \frac{2.7}{106} \text{ mol} \\ &= 0.0255 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{প্রস্তুতকৃত Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর মোলারিটি} = \frac{0.0255 \text{ mol}}{0.250 \text{L}} = 0.102 \text{ M}$$

(ঙ) ফলাফল: প্রস্তুতকৃত  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর মোলারিটি = 0.102 M

সতর্কতা:

- ১।  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  এর ওজন নেয়ার সময় ডিজিটাল ব্যালেন্সের সাটার বন্ধ রাখতে হবে।
- ২। দ্রবণ প্রস্তুতির সময় আয়তনিক ফ্লাস্কের নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত পানি পূর্ণ করার সময় শেষের দিকে ড্রপার ব্যবহার করতে হবে।
- ৩। তাপমাত্রা পরিবর্তন যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

Shafiq sir DIC

পরীক্ষণ নং- (০৬)

প্রমাণ  $0.05M$ ,  $H_2C_2O_4$  দ্রবণ প্রস্তুতি

পরীক্ষণ নং- (০৬)

গাঢ়  $HCl$  এর নমুনা থেকে  $0.1M$ ,  $HCl$  দ্রবণ প্রস্তুতি

(ক) মূলনীতি:

গাঢ়  $HCl$  একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ। গাঢ়  $HCl$  এর বোতলের গায়ে এর মোলার ঘনমাত্রা উল্লেখ থাকে। তাই লঘুকরণ সূত্র ব্যবহার করে ঐ নমুনা এসিড থেকে যে কোন ঘনমাত্রার এসিড দ্রবণ প্রস্তুত করা যায়। আমাদের ব্যবহৃত নমুনা  $HCl$  এর বোতলের গায়ে লেখা আছে  $12M$ .

লঘুকরণ সমীকরণটি নিম্নরূপ-

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

এখন  $500mL$   $0.1M$ ,  $HCl$  দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে।

এখানে,

$$V_1 = \text{লঘু } HCl \text{ দ্রবণের আয়তন} = 500mL$$

$$M_1 = \text{লঘু } HCl \text{ দ্রবণের ঘনমাত্রা} = 0.1M$$

$$V_2 = \text{গাঢ় } HCl \text{ নমুনার আয়তন} = ?$$

$$M_2 = \text{গাঢ় } HCl \text{ নমুনার ঘনমাত্রা} = 12M$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রয়োজনীয় গাঢ় } HCl \text{ নমুনার আয়তন } V_2 &= \frac{V_1 \times M_1}{M_2} \\ &= \frac{500 \times 0.1}{12} = 4.2 \text{ mL} \end{aligned}$$

Shafiq sir DIC

(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

১। গাঢ় নমুনা HCl

২। পাতিত পানি

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

১। মেজারিং সিলিন্ডার

২। 500 mL আয়তনিক ফ্লাস্ক

৩। ওয়াসিং বোতল

৪। ফানেল

(ঘ) কার্যপদ্ধতি

১। একটি পরিষ্কার 500 mL আয়তনিক ফ্লাস্ক নিয়ে এর মুখে একটি ফানেল বসানো হয়।

২। মূলনীতি অনুসারে গাঢ় নমুনা HCl এসিডের 4.2 mL মেজারিং সিলিন্ডারে মেপে ফ্লাস্কের মুখে বসানো ফানেলের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়।

৩। এখন ওয়াস বোতল থেকে পাতিত পানি দিয়ে ফানেলের উপর সমস্ত HCl কে বোতলের ভিতরে ধুয়ে নেয়া হয়। পানি যোগ করে ফ্লাস্কটির অর্ধেক ভর্তি করে ফ্লাস্কের মুখে গ্লাস কর্ক লাগিয়ে ফ্লাস্কটিকে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে সমস্ত HCl দ্রবীভূত করা হয়।

সবশেষে গ্লাস কর্ক খুলে ধীরে ধীরে সাবধানতার সাথে পানি যোগ করে 500 mL আয়তনিক ফ্লাস্কের নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত পূর্ণ করে পুনরায় ফ্লাস্কের মুখে গ্লাস কর্ক লাগিয়ে ফ্লাস্কটিকে বহুবার ঝাঁকিয়ে একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী করা হয়।

এই প্রস্তুতকৃত HCl দ্রবণটি হলো মোটামুটি 500 mL, 0.1M HCl দ্রবণ।

চিত্র: পরীক্ষাগারে 0.1M HCl দ্রবণ প্রস্তুতি

গণনা:

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

এখানে,

$$V_1 = \text{গাঢ় HCl নমুনার আয়তন} = 4.2 \text{ mL}$$

$$M_1 = \text{গাঢ় HCl নমুনার ঘনমাত্রা} = 12M$$

$$V_2 = \text{লঘু HCl দ্রবণের আয়তন} = 500\text{mL}$$

$$M_2 = \text{লঘু HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা} = ?$$

$$\therefore \text{প্রস্তুতকৃত লঘু HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা } M_2 = \frac{V_1 \times M_1}{V_2}$$

$$= \frac{4.2 \times 12}{500} = 0.1008 \text{ M}$$

(ঙ) ফলাফল: প্রস্তুতকৃত লঘু HCl দ্রবণের মোলারিটি = 0.1008 M

সতর্কতা:

- ১। মেজরিং সিলিন্ডার দিয়ে HCl এর আয়তন মাপার পূর্বে মেজরিং সিলিন্ডারটি নমুনা HCl দিয়ে ক্যালিব্রেশন করা প্রয়োজন।
- ২। দ্রবণ প্রস্তুতির সময় আয়তনিক ফ্লাস্কের নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত পানি পূর্ণ করার সময় শেষের দিকে ড্রপার ব্যবহার করতে হবে।
- ৩। তাপমাত্রা পরিবর্তন যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ৪। HCl এর আয়তন মাপার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন, কাপড় বা হাতে না লেগে যায় এবং সে সময় মাস্ক ব্যবহার করা উত্তম।

Shafiq sir DIC




পরীক্ষণ নং- (০৭)

প্রমাণ  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ দ্বারা সরবরাহকৃত  $\text{HCl}$  দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয়।

(ক) মূলনীতি:

প্রমাণ  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনের সাথে সরবরাহকৃত  $\text{HCl}$  দ্রবণের পূর্ণ প্রশমন বিক্রিয়া ঘটিয়ে  $\text{HCl}$  দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়। প্রশমন বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



সুতরাং  $1 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3 \equiv 2 \text{ mol HCl}$

$$\text{এখন, } \frac{V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{V_{\text{HCl}} \times S_{\text{HCl}}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } S_{\text{HCl}} = \frac{2 \times V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{V_{\text{HCl}}}$$

Shafiq sir DIC

(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

- ১। অনর্দ্র  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- ২। সরবরাহকৃত  $\text{HCl}$  দ্রবণ
- ৩। নির্দেশক মিথাইল অরেঞ্জ
- ৪। পাতিত পানি

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

- ১। ব্যুরেট
- ২। পিপেট
- ৩। 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্ক
- ৪। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্ক
- ৫। ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যান্ড
- ৬। বিকার
- ৭। ওয়াশিং বোতল
- ৮। ফানেল

Shafiq sir DIC

চিত্র: প্রমাণ  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ দ্বারা সরবরাহকৃত  $\text{HCl}$  দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয়।

(ঘ) কার্যপদ্ধতি

১। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে 0.1M, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> দ্রবণ প্রস্তুতি: 2.65g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> কে ওজন করে একটি পরিষ্কার 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে নেয়া হয়। এর মধ্যে 200 mL পাতিত পানি যোগ করে লবণকে দ্রবীভূত করা হয়। পরিশেষে ওয়াস বোতল থেকে পাতিত পানি দিয়ে 250 mL এর দাগ পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়। অতঃপর ফ্লাস্কের গ্লাস কর্ক যুক্ত করে ফ্লাস্কটিকে ওলোট-পালোট করে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী করা হয়।

২। একটি 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্কে পিপেটের সাহায্যে 10 mL, 0.1M, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> দ্রবণ নেয়া হয় এবং এর মধ্যে ১-২ ফোটা নির্দেশক মিথাইল অরেঞ্জ যোগ করা হয়।

৩। ব্যুরেটে সরবরাহকৃত HCl দ্রবণ নেয়া হয় এবং প্রাথমিক ব্যুরেট পাঠ লিখে রাখা হয়।

৪। কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে ব্যুরেটের নিচে রেখে ফোটার ফোটা HCl দ্রবণ যোগ করা হয় এবং কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে অনবরত নাড়ানো হয়।

৫। বিক্রিয়াটি যখন শেষ বিন্দুতে পৌঁছায় তখন অতিরিক্ত 1 ফোটা HCl দ্রবণ যোগ করা মাত্রই দ্রবণটি হালকা হলুদ বর্ণ থেকে স্থায়ীভাবে গোলাপী লাল বর্ণ ধারণ করে। এরপর ব্যুরেটের শেষ পাঠ নিয়ে প্রাপ্ত উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬। অনুরূপভাবে পরপর তিনটি অনুমাপন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে লিপিবদ্ধ করে ব্যবহৃত HCl দ্রবণের গড় আয়তন হিসেব করা হয়।

ক্রমিক নং	$\frac{M}{10}$ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> দ্রবণ (mL)	ব্যুরেট পাঠ (HCl দ্রবণ)		২য় পাঠ ও ১ম পাঠের পার্থক্য (mL)	HCl দ্রবণের গড় আয়তন
		১ম পাঠ (mL)	২য় পাঠ (mL)		
1	10	0.1	20	19.9	
2	10	20	39.9	19.9	19.9 mL
3	10	0.0	19.9	19.9	

গণনা:

মূলনীতি অনুযায়ী,

$$\text{বা, } S_{\text{HCl}} = \frac{2 \times V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{V_{\text{HCl}}}$$

$$\text{বা, } S_{\text{HCl}} = \frac{2 \times 10 \times 0.1}{19.9}$$

$$S_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 0.1\text{M}$$

$$V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 10\text{mL}, \quad V_{\text{HCl}} = 19.9\text{mL}$$

$$\text{বা, } S_{\text{HCl}} = 0.1005\text{M}$$

(ঙ) ফলাফল: সরবরাহকৃত HCl দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা = 0.1005M

সতর্কতা:

১। ব্যুরেট এবং পিপেট পাঠ গ্রহনকালে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

২। ব্যুরেট থেকে HCl দ্রবণ ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে।

৩। শেষ বিন্দুতে এক ফোটার বেশি HCl দ্রবণ যেন কোন অবস্থাতেই যোগ করা যাবেনা।

৪। টাইট্রেশনের সময় কনিক্যাল ফ্লাস্কের নিচে এক টুকরা সাদা কাগজ রাখলে সমাপ্তি বিন্দুর বর্ণ পরিবর্তন সহজেই বোঝা যায়।

পরীক্ষণ নং- (০৮ )

প্রমাণ  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ দ্বারা সরবরাহকৃত  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয়।

(ক) মূলনীতি:

প্রমাণ  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনের সাথে সরবরাহকৃত  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণের পূর্ণ প্রশমন বিক্রিয়া ঘটিয়ে  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়। প্রশমন বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



সুতরাং  $1 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3 \equiv 1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$

$$\text{এখন, } \frac{V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{V_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times S_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \frac{1}{1}$$

$$\text{বা, } S_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{V_{\text{H}_2\text{SO}_4}}$$

Shafiq sir DIC

(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

- ১। অনর্ধ্র  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- ২। সরবরাহকৃত  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ
- ৩। নির্দেশক মিথাইল অরেঞ্জ
- ৪। পাতিত পানি

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

- ১। ব্যুরেট
- ২। পিপেট
- ৩। 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্ক
- ৪। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্ক
- ৫। ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যান্ড
- ৬। বিকার
- ৭। ওয়াশিং বোতল
- ৮। ফানেল

Shafiq sir DIC

চিত্র: প্রমাণ  $\frac{M}{10}$   $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ দ্বারা সরবরাহকৃত  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয়।

(ঘ) কার্যপদ্ধতি

- ১। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে 0.1M, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> দ্রবণ প্রস্তুতি: 2.65g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> কে ওজন করে একটি পরিষ্কার 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে নেয়া হয়। এর মধ্যে 200 mL পাতিত পানি যোগ করে লবণকে দ্রবীভূত করা হয়। পরিশেষে ওয়াস বোতল থেকে পাতিত পানি দিয়ে 250 mL এর দাগ পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়। অতঃপর ফ্লাস্কের গ্লাস কর্ক যুক্ত করে ফ্লাস্কটিকে ওলোট-পালোট করে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী করা হয়।
- ২। একটি 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্কে পিপেটের সাহায্যে 10 mL, 0.1M, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> দ্রবণ নেয়া হয় এবং এর মধ্যে ১-২ ফোটা নির্দেশক মিথাইল অরেঞ্জ যোগ করা হয়।
- ৩। ব্যুরেটে সরবরাহকৃত H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> দ্রবণ নেয়া হয় এবং প্রাথমিক ব্যুরেট পাঠ লিখে রাখা হয়।
- ৪। কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে ব্যুরেটের নিচে রেখে ফোটার ফোটা H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> দ্রবণ যোগ করা হয় এবং কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে অনবরত নাড়ানো হয়।
- ৫। বিক্রিয়াটি যখন শেষ বিন্দুতে পৌঁছায় তখন অতিরিক্ত 1 ফোটা H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> দ্রবণ যোগ করা মাত্রই দ্রবণটি হালকা হলুদ বর্ণ থেকে স্থায়ীভাবে গোলাপী লাল বর্ণ ধারণ করে। এরপর ব্যুরেটের শেষ পাঠ নিয়ে প্রাপ্ত উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ৬। অনুরূপভাবে পরপর তিনটি অনুমাপন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে লিপিবদ্ধ করে ব্যবহৃত H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> দ্রবণের গড় আয়তন হিসেব করা হয়।

ক্রমিক নং	M 10 Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> দ্রবণ (mL)	ব্যুরেট পাঠ (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> দ্রবণ)		২য় পাঠ ও ১ম পাঠের পার্থক্য (mL)	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> দ্রবণের গড় আয়তন
		১ম পাঠ (mL)	২য় পাঠ (mL)		
1	10	0.1	10	9.9	
2	10	10	19.9	9.9	9.9 mL
3	10	20	29.9	9.9	

গণনা:

মূলনীতি অনুযায়ী,

$$S_{H_2SO_4} = \frac{V_{Na_2CO_3} \times S_{Na_2CO_3}}{V_{H_2SO_4}}$$

$$\text{বা, } S_{H_2SO_4} = \frac{10 \times 0.1}{9.9}$$

$$S_{Na_2CO_3} = 0.1M$$

$$V_{Na_2CO_3} = 10mL, \quad V_{H_2SO_4} = 9.9mL$$

$$\text{বা, } S_{H_2SO_4} = 0.1010M$$

(ঙ) ফলাফল: সরবরাহকৃত H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা = 0.1010M

সতর্কতা:


- ১। ব্যুরেট এবং পিপেট পাঠ গ্রহনকালে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- ২। ব্যুরেট থেকে H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> দ্রবণ ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে।
- ৩। শেষ বিন্দুতে এক ফোটার বেশি H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> দ্রবণ যেন কোন অবস্থাতেই যোগ করা যাবেনা।
- ৪। টাইট্রেশনের সময় কনিক্যাল ফ্লাস্কের নিচে এক টুকরা সাদা কাগজ রাখলে সমাপ্তি বিন্দুর বর্ণ পরিবর্তন সহজেই বোঝা যায়।

পরীক্ষণ নং- (০৯)

প্রমাণ 0.05M,  $H_2C_2O_4$  দ্রবণ দ্বারা সরবরাহকৃত NaOH দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয় ।

(ক) মূলনীতি:

প্রমাণ 0.05M,  $H_2C_2O_4$  দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনের সাথে সরবরাহকৃত NaOH দ্রবণের পূর্ণ প্রশমন বিক্রিয়া ঘটিয়ে NaOH দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয় । প্রশমন বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



1 mol            2 mol

সুতরাং 1 mol  $H_2C_2O_4 \equiv 2$  mol NaOH

$$\text{এখন, } \frac{V_{NaOH} \times S_{NaOH}}{V_{H_2C_2O_4} \times S_{H_2C_2O_4}} = \frac{2}{1}$$

$$\text{বা, } S_{NaOH} = \frac{V_{H_2C_2O_4} \times S_{H_2C_2O_4} \times 2}{V_{NaOH}}$$

Shafiq sir DIC

(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

- ১। প্রমাণ 0.05M,  $H_2C_2O_4$  দ্রবণ
- ২। সরবরাহকৃত NaOH দ্রবণ
- ৩। নির্দেশক ফেনলফথ্যালিন
- ৪। পাতিত পানি

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

- ১। ব্যুরেট
- ২। পিপেট
- ৩। 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্ক
- ৪। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্ক
- ৫। ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যান্ড
- ৬। বিকার
- ৭। ওয়াশিং বোতল
- ৮। ফানেল

Shafiq sir DIC

চিত্র: প্রমাণ 0.05M,  $H_2C_2O_4$  দ্রবণ দ্বারা সরবরাহকৃত NaOH দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয়।



(ঘ) কার্যপদ্ধতি

- ১। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে প্রমাণ 0.05M,  $H_2C_2O_4$  দ্রবণ দ্রবণ প্রস্তুতি: 1.575g  $H_2C_2O_4$  কে ওজন করে একটি পরিষ্কার 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে নেয়া হয়। এর মধ্যে 200 mL পাতিত পানি যোগ করে  $H_2C_2O_4$  দ্রবীভূত করা হয়। পরিশেষে ওয়াস বোতল থেকে পাতিত পানি দিয়ে 250 mL এর দাগ পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়। অতঃপর ফ্লাস্কের গ্লাস কর্ক যুক্ত করে ফ্লাস্কটিকে ওলোট-পালোট করে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী করা হয়।
- ২। একটি 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্কে পিপেটের সাহায্যে 10 mL, 0.1M,  $H_2C_2O_4$  দ্রবণ নেয়া হয় এবং এর মধ্যে ১-২ ফোটা নির্দেশক ফেনলফথ্যালিন যোগ করা হয়।
- ৩। ব্যুরেটে সরবরাহকৃত NaOH দ্রবণ নেয়া হয় এবং প্রাথমিক ব্যুরেট পাঠ লিখে রাখা হয়।
- ৪। কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে ব্যুরেটের নিচে রেখে ফোটায় ফোটায় NaOH দ্রবণ যোগ করা হয় এবং কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে অনবরত নাড়ানো হয়।
- ৫। বিক্রিয়াটি যখন শেষ বিন্দুতে পৌঁছায় তখন অতিরিক্ত 1 ফোটা NaOH দ্রবণ যোগ করা মাত্রই দ্রবণটি বর্ণহীন থেকে স্থায়ীভাবে গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। এরপর ব্যুরেটের শেষ পাঠ নিয়ে প্রাপ্ত উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ৬। অনুরূপভাবে পরপর তিনটি অনুমাপন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে লিপিবদ্ধ করে ব্যবহৃত NaOH দ্রবণের গড় আয়তন হিসেব করা হয়।

ক্রমিক নং	0.05M, $H_2C_2O_4$ দ্রবণ (mL)	ব্যুরেট পাঠ (NaOH দ্রবণ)		২য় পাঠ ও ১ম পাঠের পার্থক্য (mL)	NaOH দ্রবণের গড় আয়তন
		১ম পাঠ (mL)	২য় পাঠ (mL)		
1	10	0	10	10	
2	10	10	19.9	9.9	10 mL
3	10	20	30	10	

গণনা:

মূলনীতি অনুযায়ী,

$$S_{NaOH} = \frac{V_{H_2C_2O_4} \times S_{H_2C_2O_4} \times 2}{V_{NaOH}}$$

$$\text{বা, } S_{NaOH} = \frac{10 \times 0.05 \times 2}{10}$$

$$\text{বা, } S_{NaOH} = 0.1M$$

$$S_{H_2C_2O_4} = 0.05M$$

$$V_{NaOH} = 10mL, \quad V_{H_2C_2O_4} = 10mL$$

(ঙ) ফলাফল: সরবরাহকৃত NaOH দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা = 0.1M






সতর্কতা:

- ১। ব্যুরেট এবং পিপেট পাঠ গ্রহনকালে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- ২। ব্যুরেট থেকে NaOH দ্রবণ ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে।
- ৩। শেষ বিন্দুতে এক ফোটায় বেশি NaOH দ্রবণ যেন কোন অবস্থাতেই যোগ করা যাবেনা।
- ৪। টাইট্রেশনের সময় কনিক্যাল ফ্লাস্কের নিচে এক টুকরা সাদা কাগজ রাখলে সমাপ্তি বিন্দুর বর্ণ পরিবর্তন সহজেই বোঝা যায়।

পরীক্ষণ নং- (১০)

প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্বারা ফেরাস আয়নের পরিমাণ নির্ণয়।

(ক) মূলনীতি:  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণের সাহায্যে  $\text{Fe}^{2+}$  আয়নের তথা লোহার পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।



সুতরাং 1000mL 1M  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা 1000mL 5M  $\text{FeSO}_4$  বা মো'র লবণের  $5 \times 55.85 \text{g Fe}^{2+}$  জারিত হয়।

Shafiq sir DIC

(খ) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ:

১। মোর লবণ:  $\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

২। সোদক ফেরাস সালফেট:  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

৩। লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$

৪। প্রমিতকৃত  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ (0.02M)

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

১। ব্যুরেট

২। পিপেট

৩। 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্ক

৪। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্ক

৫। ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যান্ড

৬। বিকার

৭। ওয়াশিং বোতল

৮। ফানেল

Shafiq sir DIC

চিত্র: প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্বারা ফেরাস আয়নের পরিমাণ নির্ণয়।

(ঘ) কার্যপদ্ধতি

- ১। 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে 0.05M ফেরাস লবণ দ্রবণ প্রস্তুতি: 4.9g মো'র লবণকে ওজন করে একটি পরিষ্কার 250 mL আয়তনিক ফ্লাস্কে নেয়া হয়। এর মধ্যে 200 mL, 1M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> যোগ করে লবণকে দ্রবীভূত করা হয়। পরিশেষে ওয়াস বোতল থেকে পাতিত পানি দিয়ে 250 mL এর দাগ পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়। অতঃপর ফ্লাস্কের গ্লাস কর্ক যুক্ত করে ফ্লাস্কটিকে ওলোট-পালোট করে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী করা হয়।
- ২। একটি 250 mL কনিক্যাল ফ্লাস্কে পিপেটের সাহায্যে 10 mL ফেরাস দ্রবণ নেয়া হয়। এতে 5 mL গাঢ় H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> যোগ করে মিশ্রণকে অম্লীয় করা হয়।
- ৩। ব্যুরেটে প্রমাণ KMnO<sub>4</sub> দ্রবণ নেয়া হয় এবং প্রাথমিক ব্যুরেট পাঠ লিখে রাখা হয়।
- ৪। কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে ব্যুরেটের নিচে রেখে ফোটায়ে ফোটায়ে KMnO<sub>4</sub> দ্রবণ যোগ করা হয় এবং কনিক্যাল ফ্লাস্কটিকে অনবরত নাড়ানো হয়।
- ৫। প্রথম দিকে KMnO<sub>4</sub> দ্রবণ যোগ করার সাথে সাথে এর গোলাপি বর্ণ দ্রুত হতে থাকে। বিক্রিয়াটি যখন শেষ বিন্দুতে পৌঁছায় তখন এক ফোটা KMnO<sub>4</sub> দ্রবণ যোগ করা মাত্রই দ্রবণটি স্থায়ীভাবে হালকা গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। এরপর ব্যুরেটের শেষ পাঠ নিয়ে প্রাপ্ত উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ৬। অনুরূপভাবে পরপর তিনটি অনুমাপন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে লিপিবদ্ধ করে ব্যবহৃত KMnO<sub>4</sub> দ্রবণের গড় আয়তন হিসেব করা হয়।

ক্রমিক নং	ফেরাস লবণের দ্রবণ (mL)	ব্যুরেট পাঠ (KMnO <sub>4</sub> দ্রবণ)		২য় পাঠ ও ১ম পাঠের পার্থক্য (mL)	KMnO <sub>4</sub> দ্রবণের গড় আয়তন
		১ম পাঠ (mL)	২য় পাঠ (mL)		
1	10	0.0	10	10	
2	10	10	21	11	10 mL
3	10	21	31	10	

গণনা:

ব্যবহৃত KMnO<sub>4</sub> দ্রবণের গড় আয়তন  
উপরের সমীকরণ অনুযায়ী,

$$\begin{aligned} 1000\text{mL } 1\text{M KMnO}_4 &\equiv 5 \times 55.85\text{g Fe}^{2+} \\ \therefore 10\text{ mL } 0.02\text{M } &\equiv \frac{5 \times 55.85 \times 10 \times 0.02}{1000} \\ &\equiv 0.05585\text{ g Fe}^{2+} \end{aligned}$$

অনুমাপন নীতি অনুযায়ী,

$$\begin{aligned} 10\text{ mL ফেরাস লবণের দ্রবণে Fe}^{2+} \text{ আছে } &0.05585\text{ g} \\ \therefore 250\text{ mL ফেরাস লবণের দ্রবণে Fe}^{2+} \text{ আছে } &= \frac{0.05585 \times 250}{10} \\ &= 1.39\text{ g} \end{aligned}$$

(ঙ) ফলাফল: প্রদত্ত ফেরাস লবণের 250 mL দ্রবণে Fe<sup>2+</sup> এর পরিমাণ = 1.39 g

সতর্কতা:

- ১। ব্যুরেট এবং পিপেট পাঠ গ্রহনকালে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- ২। ফেরাস লবণের দ্রবণে H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> মিশ্রিত করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- ৩। শেষ বিন্দুতে এক ফোটার বেশি KMnO<sub>4</sub> দ্রবণ যেন কোন অবস্থাতেই যোগ করা যাবেনা।

*Shafiq sir DIC*